





OSIRIS

DOUCHER UNE PERSONNE SANS LA DÉPLACER DE SON LIT

Le confort des soignants
pour le bien être des personnes

Emilie, aide-soignante, découvre la douche au lit



Avec une évacuation directe et une désinfection intégrée du système (donc sans contrainte de vidange et de nettoyage), Osiris facilite le travail des soignants.

Osiris est un système innovant adapté aux lits médicalisés. Ce dispositif permet au personnel soignant de doucher une personne alitée sans la déplacer de son lit. Ce système améliore le quotidien des soignants et apporte confort et bien-être aux personnes dépendantes et douloureuses au transfert.

Simplicité



ERGONOMIE

Notre système compact sur roulettes (enrouleurs automatique et bac de rangement intégrés) permet une manipulation et un stockage optimisés d'Osiris.



RÉSERVOIR ISOTHERME

Nous avons fait le choix d'utiliser une cuve isotherme afin d'éviter tout système de chauffe électronique source de panne.



ACCESSOIRES SUR-MESURE

Toutes nos housses et draps de bain sont confectionnés en France et sur-mesure suivant le type de lit.

Gain de temps



MANIPULATIONS RÉDUITES

Osiris permet de doucher une personne sans la déplacer de son lit.



ENTRETIEN FACILITÉ

Osiris est le seul système breveté qui évite au personnel soignant la contrainte de vidanger et nettoyer un réservoir d'eau sale systématiquement après chaque douche.

Hygiène



FORME ARRONDIE

Le nettoyage et la désinfection sont facilités grâce aux formes arrondies d'Osiris.



ÉVACUATION EN DIRECT

Grâce à notre brevet, notre système aspire l'eau au fur et à mesure et l'évacue directement dans le lavabo sans stocker l'eau souillée dans un réservoir.



DÉSINFECTION DES TUYAUX

Le brevet apporte également une solution de désinfection complète du circuit d'eau souillée sans démontage des tuyaux.





synoxis
médical

Contact

medical@synoxis.com

02 40 25 58 66

ZI les Relandières Nord
44850 Le Cellier



Fabriqué en France

www.synoxis-medical.com

